

*Einfaches Hören und  
entspannte Gespräche,  
wo auch immer  
der Benutzer sich aufhält...*



# Conversor Pro

Hören leicht gemacht



## Individuelles, FM unterstütztes Hören

### Der perfekte Begleiter eines Hörgerätes

- *reduziert störende  
Hintergrundgeräusche*
- *verstärkt Sprache nah  
und fern*
- *vielseitig für den  
täglichen Gebrauch*

*in einem Restaurant/Café*

*im Klassenzimmer/Hörsaal*

*beim Fernsehen*

*bei persönlichen Gesprächen*

*bei gesellschaftlichen Zusammenkünften*



## Conversor Pro®



Ihr Akustiker:

**PROGRESS HEARING**  
partner der Hörgeräteakustiker

Progress Hearing  
Schmalkalder Strasse 12  
D-71334 Waiblingen  
T +49 (0) 71 51- 20 21 82  
F +49 (0) 71 51- 20 21 81  
M +49 (0) 0177- 707 83 39  
hp@progresshearing.de  
www.progresshearing.de

# Hören leicht gemacht

## Überall - für den aktiven Lebenswandel.

**Der Conversor Pro** - die erste erschwingliche Hörhilfe, die den Benutzern die Flexibilität bietet, den Alltag in vollen Zügen zu genießen.

Mit unvergleichlichem Komfort, ergonomischen Design, einfacher Bedienung und schnurlosem Tragevergnügen ist der Conversor Pro der ideale Begleiter für jede(n) mit einer Hörschwäche. Er ist entworfen für die einfache Benutzung mit Hörgeräten mit T- Spule und Kopfhörern.

Der Pro richtet sich auf erwünschte Sprache oder Musik, nah oder fern, filtert dabei störende Töne heraus und optimiert Klangniveau und Klarheit. Durch das Entfernen von Hintergrundgeräuschen wird der gewünschte Klang wesentlich klarer und besser hörbar, sogar in lauten Umgebungen. Indem man das verfügbare Klangniveau erhöht, werden zudem die Verstärker des Hörgerätes weniger stark beansprucht, was Verzerrungen und Rückkopplungen beseitigt.

Mit dem Pro können die Benutzer jetzt noch aktiver an alltäglichen Hörsituationen teilnehmen, ohne sich über eingeschränktes

Verstehen ärgern zu müssen. Er ermöglicht einfaches Hören und entspannte Gespräche, wo auch immer der Benutzer sich aufhält - ob im Klassenzimmer oder dem Büro, auf gesellschaftlichen Zusammenkünften, beim Autofahren, Einkaufen oder zu Hause.

Während Der Conversor Pro in der Lage ist, die besonderen Bedürfnisse der Hörgeräteträger in beinahe allen Umgebungen zu erfüllen, reduziert er außerdem die Notwendigkeit anderer hörunterstützender Geräte, wie zum Beispiel Infrarot- oder Induktionsschleifensysteme.




## Komfort und diskrete Benutzung

Der Conversor Pro besteht aus zwei wesentlichen Komponenten - einem Sendemikrofon und einem Empfänger.

Das kompakte, kabellose Sendemikrofon bietet sowohl ein optimiertes Klangniveau als auch größte Klarheit, nah oder fern vom Benutzer. Sie können sich durch Einstellen der gewünschten Hörmethode auf die Klänge, die Sie hören möchten, konzentrieren - ob mit dem Zoom-Modus für gezieltes Hören und Gespräche unter vier Augen, oder dem Breit-Modus für Gruppengespräche und gesellschaftliche Zusammenkünfte.

Das Sendemikrofon kann sowohl in der Hand gehalten und direkt auf die gewünschte Geräuschquelle gerichtet werden, als auch auf eine geeignete Oberfläche aufgestellt werden, die sich bis zu 25 Meter vom Sprecher entfernt befinden kann. Auch kann der Sprecher das Gerät bei sich tragen, während er sich durch ein Haus bewegt



oder einen Vortrag hält. Es kann außerdem für ein größeres Hörvergnügen direkt an einen Fernseher, eine Stereoanlage, einen VCR/DVD/CD Spieler oder einen Computer angeschlossen werden.

Der Partner-Empfänger wird vom Benutzer um den Hals getragen, entweder über oder diskret unter der Kleidung, und übermittelt den vom Sender empfangenen verbesserten Klang an ein Hörgerät, ein Conchagerät oder Kopfhörer.

## Was macht den Conversor Pro besonders?

Der Conversor Pro bietet Hörgeräteträgern optimale Klangqualität und größere Flexibilität in einer Vielzahl von Hörsituationen. Dies wird durch eine einmalige Bandbreite von Funktionen ermöglicht:


**Reduktion von Hintergrundgeräuschen:** Eine einmalige, patentierte Technologie reduziert unerwünschte Hintergrund- und Umgebungsgeräusche um bis zu 30db, betont den gewählten Klang und erlaubt den Benutzern sich eindeutig auf das zu konzentrieren, was sie wirklich hören wollen.

**Kabellose Übertragung:** Gestattet Flexibilität über größere Distanzen. Das

Mikrofon kann nahe der Geräuschquelle platziert werden und über bis zu 25 Meter mit erhöhter Klarheit zurück zum Empfänger senden.

**Zoom-Modus:** Erlaubt dem Nutzer, sich auf ein bestimmtes unter vielen Geräuschen zu konzentrieren. Andere Hintergrund- oder Nebengeräusche werden stark reduziert.

**Breit-Modus.** Empfängt klar alle Geräusche in der Nähe des Benutzers - ideal für Familienessen oder Versammlungen. Beispielsweise erlaubt die Platzierung des Mikrofons auf dem Tisch einfachstes Hören in einer Gruppe.



Zoom-Modus



Breit-Modus



Durch Umschalten des Hörgerätes auf die T-Spulen -Einstellung wird das interne Mikrofon abgeschaltet und das Conversor Pro Mikrofon übernimmt. Das Mikrofon kann verschieden eingestellt werden, um den gehörten Klang zu verbessern, aus der Nähe oder der Ferne.



Das Sendemikrofon kann auf einer nahegelegenen Oberfläche platziert oder in der Hand gehalten und auf die Klangquelle gerichtet werden.

## Besseres Hören in vielen Situationen


### Betriebsame, laute Umgebungen.

Der Pro erlaubt dem Benutzer, sich auf eine ausgewählte Klangquelle zu konzentrieren. Seine einzigartige Technologie zur Reduktion von Hintergrundgeräuschen mindert von der Seite und aus der Ferne kommende Geräusche deutlich.


**Leise Geräusche.** Der Pro verstärkt automatisch gewünschte Geräusche und gestattet dem Benutzer damit, sogar leise Geräusche klar und ohne Verzerrungen zu hören, ohne die Lautstärke des Hörgerätes erhöhen zu müssen.

### Entspannte Unterhaltungen.


Der Pro bietet ein deutlich optimiertes Klangniveau sowie Tonklarheit. Das ermöglicht dem Benutzer eine entspannter Kommunikation mit der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen.




Im Klassenzimmer/Hörsaal



In einem Restaurant/Café



Beim Autofahren



Beim Fernsehen